

TRIPLO AGONISTA METABÓLICO

RETATRUTIDE

40 mg

CÓDIGO DO PRODUTO

SY011454



PARA QUE SERVE / FOCO PRINCIPAL

Voltada à pesquisa em controle de peso e obesidade, com foco em redução do apetite, aumento da saciedade e modulação do gasto energético.

COMO AGE / MECANISMO

Atua simultaneamente nos receptores GLP-1, GIP e glucagon. GLP-1 e GIP participam da sinalização de saciedade e da resposta à glicose; o receptor de glucagon acrescenta uma via metabólica associada ao gasto energético.

NOTA TÉCNICA

A Retatrutida é um peptídeo estudado principalmente para controle do peso e melhora metabólica.

Atua simultaneamente nos receptores GLP-1, GIP e glucagon, relacionados ao apetite, saciedade e metabolismo energético. Sua administração estudada é por via subcutânea.

Essa ação tripla é seu principal diferencial em relação a moléculas que atuam em apenas um ou dois desses receptores.

KIT COMPLETO INCLUSO

1 PEN | 12 Agulhas Extrafinas (Aplicação)

• QR ÚNICO • LACRE NUMERADO RASTREÁVEL

AGONISTA DUPLO INCRETÍNICO

TIRZEPATIDE

40 mg

CÓDIGO DO PRODUTO

SY021460



PARA QUE SERVE / FOCO PRINCIPAL

Utilizada clinicamente em apresentações autorizadas para condições metabólicas específicas e estudada no manejo do peso, com efeitos sobre apetite, saciedade e controle glicêmico.

COMO AGE / MECANISMO

Age como agonista dos receptores GIP e GLP-1. A ativação dessas vias incretínicas influencia secreção de insulina dependente da glicose, saciedade, ingestão alimentar e metabolismo da glicose.

NOTA TÉCNICA

A Tirzepatida é um peptídeo utilizado principalmente para controle do peso e da glicose. Atua simultaneamente nos receptores GLP-1 e GIP, relacionados ao apetite, saciedade e controle glicêmico. Sua administração é por via subcutânea. Sua ação dupla auxilia na redução da ingestão alimentar e na melhora do metabolismo.

KIT COMPLETO INCLUSO

1 PEN | 12 Agulhas Extrafinas (Aplicação)

• QR ÚNICO • LACRE NUMERADO RASTREÁVEL

COMPLEXO DE PESQUISA PARA REPARO

GLOW GHK-Cu

GHK-Cu + BPC-157 + TB-500

CÓDIGO DO PRODUTO

SY031470



PARA QUE SERVE / FOCO PRINCIPAL

Combinação voltada à pesquisa de processos relacionados à pele, matriz extracelular e reparo tecidual. O GHK-Cu é investigado em vias ligadas a colágeno e remodelação da matriz.

COMO AGE / MECANISMO

Reúne GHK-Cu com BPC-157 e TB-500. Esses compostos são estudados por diferentes vias relacionadas à sinalização celular e reparação tecidual; para BPC-157 e TB-500, a evidência clínica humana permanece limitada.

NOTA TÉCNICA

O GLOW GHK-Cu é uma formulação à base de peptídeo de cobre, estudada principalmente por sua relação com regeneração e aparência da pele. O GHK-Cu participa de processos associados à produção de colágeno, elasticidade e reparação dos tecidos. É utilizado em formulações voltadas ao cuidado, renovação e suporte à saúde da pele.

KIT COMPLETO INCLUSO

1 PEN | 6 Agulhas Extrafinas (Aplicação)

• QR ÚNICO • LACRE NUMERADO RASTREÁVEL

METABOLISMO CELULAR E COFATORES

NAD+ & B12

1000 mg NAD+ • 4000 mcg B12

CÓDIGO DO PRODUTO

SY041480



PARA QUE SERVE / FOCO PRINCIPAL

Formulação associada ao metabolismo celular. NAD+ participa de reações de oxirredução e produção de energia; vitamina B12 é essencial para síntese de DNA, formação de células sanguíneas e função neurológica normal.

COMO AGE / MECANISMO

NAD+ atua como coenzima em numerosas reações metabólicas e também participa de sinalização celular. A B12 funciona como cofator em processos essenciais do metabolismo de ácidos graxos e aminoácidos.

NOTA TÉCNICA

A combinação de NAD+ e vitamina B12 está relacionada principalmente ao metabolismo energético e funcionamento celular. O NAD+ participa da produção de energia e de processos celulares, enquanto a B12 contribui para o sistema nervoso e formação das células sanguíneas. A combinação é utilizada em formulações voltadas ao suporte energético e metabólico.

KIT COMPLETO INCLUSO

1 PEN | 12 Agulhas Extrafinas (Aplicação)

• QR ÚNICO • LACRE NUMERADO RASTREÁVEL

PESQUISA EM REPARO TECIDUAL

BPC-157 & TB-500

40 mg

CÓDIGO DO PRODUTO

SY051490



PARA QUE SERVE / FOCO PRINCIPAL

Combinação experimental investigada principalmente em pesquisa pré-clínica relacionada a reparo de tecidos, recuperação e processos inflamatórios.

COMO AGE / MECANISMO

BPC-157 e TB-500 são peptídeos experimentais estudados por possíveis efeitos em vias celulares ligadas a angiogênese, migração celular e reparação. A evidência clínica humana é limitada.

NOTA TÉCNICA

A combinação de BPC-157 e TB-500 é estudada principalmente por seu potencial papel na recuperação e reparação de tecidos. As pesquisas investigam processos relacionados à cicatrização, recuperação muscular e mobilidade celular. A combinação busca reunir diferentes mecanismos de regeneração em uma única formulação.

KIT COMPLETO INCLUSO

1 PEN | 12 Agulhas Extrafinas (Aplicação)

• QR ÚNICO • LACRE NUMERADO RASTREÁVEL